PATIENTPORTAL VERSION 2.1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Copyright © 2021 Belux Csoport Kft.





TARTALOMJEGYZÉK

ALÁNOS INFORMÁCIÓK	3
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	4
Bejelentkezés	4
Licenc elfogadása	5
Páciens	5
Páciens és vizsgálati lista	5
Vizsgálat megtekintés	6
Egyszerű képnéző	6
Radiológiai képnéző (ERAD)	7
Vizsgálatok letöltése CD/DVD-re írható formátumban	9
Lemez írása a Windows beépített ISO íróval	9
Vizsgálatok letöltése tömörített mappa formátumban (ZIP)	10
ZIP kicsomagolása Windows 10 esetén	
Vizsgálatok letöltése önkicsomagoló formátumban (EXE)	12
Megosztás	13
Kijelentkezés	14
	LÁNOS INFORMÁCIÓK Bejelentkezés Licenc elfogadása Páciens Páciens és vizsgálati lista Vizsgálat megtekintés Egyszerű képnéző Radiológiai képnéző (ERAD) Vizsgálatok letöltése CD/DVD-re írható formátumban Lemez írása a Windows beépített ISO íróval Vizsgálatok letöltése tömörített mappa formátumban (ZIP) ZIP kicsomagolása Windows IO esetén Vizsgálatok letöltése önkicsomagoló formátumban (EXE) Megosztás



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Figyelem! Amennyiben 20 percig nem használja a rendszert, akkor a rendszer automatikusan kilépteti!

Mivel a radiológiai minőségű képnéző alkalmazás csak Microsoft Windows alatt működik, ezért kérjük, hogy ilyen operációs rendszerű gépen nézze meg a képeket.

A weboldal megtekintéséhez használja az Internet Explorer, EDGE, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera (Google Chrome alapú) böngészőket.



WEB

BEJELENTKEZÉS

Bejelentkezés

A bejelentkező képernyőn tudunk bejelentkezni a rendszerbe.

GLOBAL PATIENT P⊕RTAL							
				-			
				-			
				Súgó			
	Magyar]			

A felhasználónév és jelszó beírása után a Bejelentkezés gombra kattintva tudunk belépni a rendszerbe! Kérem figyeljen a pontos kis és nagybetű, szám beírásra, mert a rendszer a különbségeket figyelembe veszi!

Amennyiben 5-ször elrontja a jelszót, akkor a rendszer kitiltja Önt a rendszer használatából. Ha ez megtörtént, akkor értesítse a kórházat és visszaaktiválják ismét a fiókot.

Ha bejelentkezéskor a "Minden felhasználói fiók használt! Kérem térjen vissza később!" jelenik meg, akkor már túl sokan használják a rendszert és Önt a rendszer már nem tudja bejelentkeztetni. Ekkor egy idő után (pl. fél óra) újra próbáljom meg bejelentkezni.

A képernyő alján lévő nyelvválasztó gombokkal lehet az Ön által ismert nyelvre átállítani a rendszer nyelvét.



LICENC ELFOGADÁSA

PÁCIENS

Páciens és vizsgálati lista

E Cipsz	z Jakab		
T			
Σ	RTG		

A képernyő bal oldalán lehet kiválasztani a pácienst, akinek a vizsgálatait szeretnénk látni. Alapértelmezésben csak I személy szerepel a bal oldali listában. Ha rákattintunk egy másik páciensre, akkor a jobb oldal tetején a kiválasztott páciens neve jelenik meg a TAJ számmal és születési idővel együtt.

A jobb felső részen lévő nyomógombokkal (a példa képernyőn a szumma, CT, RTG, LAB, UH gombokon) lehet a vizsgálati listát szűrni. Amennyiben Ön csak a CT vizsgálataira kíváncsi, úgy a CT gombra kattintva már csak a CT vizsgálatait láthatja. A Szumma gombra kattintva ismét megjelenik az összes vizsgálat.

A jobb oldali táblázatban idősorrendben (felül a legújabb) láthatóak a vizsgálatok. Ha egy vizsgálat sorára kattintunk, akkor a vizsgálat típusának függvényében megjelenik a vizsgálat képei (röntgen vizsgálatok esetén) illetve a lelete (egyéb vizsgálat esetén). Lásd: Vizsgálat megtekintés

A Kijelentkezés gombra kattintva ki tud lépni szabályosan a rendszerből.



VIZSGÁLAT MEGTEKINTÉS

A vizsgálat megtekintés funkcióban több lehetőség is van:

Lelet megtekintés esetén:

Lelet megtekintő

Radiológiai vizsgálat (pl. CT, MRI, röntgen, Ultrahang, stb.) megtekintése esetén:

- Megtekintés egyszerű képnézővel
- Megtekintés radiológiai képnézővel
- Vizsgálat letöltése CD/DVD formátumban
- Vizsgálat letöltése ZIP formátumban
- Lelet megtekintése (amennyiben rendelkezésre áll)

Egyszerű képnéző

Minimális rendszerfeltételek:

- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Microsoft Edge

Előfordul, hogy régóta nem frissített videókártya-driver miatt a képek nem jelennek meg a felugró ablakban. Ha ez történik, akkor frissítse a videókártya meghajtóját.





Használatának leírását akkor látja, ha az Egyszerű néző funkció az aktív és rákattint a Súgó gombra. Ekkor a PatientPortal rendszer súgója helyett a Webviewer súgója fog megjelenni.

A bal felső sarokban lévő < ikonra kattintva tud visszamenni a vizsgálat kiválasztó képernyőre.

Radiológiai képnéző (ERAD)

Első használatkor a radiológiai minőségű képnéző programot le kell tölteni a számítógépre.

← → C A ↔ https://radiologiakepek.bbchu:8090/#ISTUDYVIEW			ŝ	⊚ ⊻ ≡
Gipsz Jakab	Egyszerű néző	Rad. néző	Link megosztása	CD/DVD letöltés
2021.08.04. 14:52:22 DX Nincs megnézve	ZIP letöltés	Súgó	Kijelentkezés	
 ⁽²⁾ ERAD8: A képnéző programot csak Window 7 vagy újabb operációs rendszerre lehet telepíteni. Figyelem: A telepítést csak rendszergazdai jogosultságú felhasználó tudja elvégezni! 				

Amennyiben rákattint a Képnéző letöltése linkre, akkor elindul a képnéző letöltése. A képnéző program telepítéséhez Önnek rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie a számítógépen. A képnéző csak Microsoft Windows 2000 vagy újabb operációs rendszerrel tud együttműködni.

Amennyiben Ön tűzfalat használ, akkor engedélyeznie kell a programot a tűzfalon. Ehhez általában annyi szükséges, hogy a képnéző telepítése után megjelenő tűzfal engedélyező ablakban engedélyezze a PBUILDER.EXE hozzáférését az internethez. Amennyiben nem engedélyezi, akkor a képnézővel nem tud felvételeket nézni.



PATIENTPORTAL 2.1 - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

< Gipsz Jakab	Egyszerű néző	Rad. néző	Link megosztása	CD/DVD letöltés
2021.08.04. 14:52:22 DX Nincs megnézve	ZIP letöltés	Súgó	Kijelentkezés	
Hirerox bongeszo alatt a vizsgalat megnyitasakor a PatientPortal relulet be rog zarodni:	~			
eRAD Desktop Apps 8.0.29.1	× •			

Amennyiben a képnézőt letöltötte és telepítette, akkor kattintson ismét a Rad. néző gombra és ha minden sikerült, akkor a rendszer megnyitja a diagnosztikai minőségű nézőt és abban Ön meg tudja tekinteni a vizsgálatot.

Ha már előzőleg telepítette a radiológiai minőségű képnézőt, úgy a Rad. néző gombra kattintva automatikusan elindul a vizsgálat megjelenítése.

A jobb felső x ikonra kattintva tudja bezárni a képnézegetőt, majd a bal felső sarokban lévő < ikonra kattintva tud visszamenni a vizsgálat kiválasztó képernyőre.

Gipsz Jakab			<u> </u>
Session View Layout Tools Extensions Help	🦉 W: 🗾 254.0 L: 🔢 27.0 🖕 Initial 💦 🗸 No Enl	hancement 👻 🗹 🖻 📽	CIDAD
~ Smart Grid 🛛 👻 🔐 🔡 🔡 🔀	- 🖋 & 4 🔍 🗨 ల 🗛 S T 🔋 S 🐇 🔗 🗉	⊇ ☆ 🖸 🧠 (Λ < Δ Δ) → 🖬 🖆	
Melikinas iti Gigsz Jokab 2021072 US Sect			The
0	BUDAI EGESZSEGKOZPONT KFT. NX3	10:54:56 Fr 2021/02/*	12 BUDAI EGESZSEGKOZPONT KFT. NX3
Gipsz Jakab	Gipsz Jakab 51Years F 000011880		ACUSON NX3
MRN: 000011880	VF12-4		-
DOB: 1969 0516 Series: 1	Breast		Current 1
Im: 1/2	THI 8.0 MHz	•	
	DR 60 dB		
	Edge 1		
	R/S 4	-	
	Map A		
	A SC 5		
	DTCE Low		
	33 fps		
		•	
mA:		4.5 cm	
kVp: Zoom: 1 : 1		Fr189	W: 254
wav 8.62 : 1			Zoom: 1 : 1
100% loaded	P 100% MI 0.90 TIS 0.2 TIB 0.2		Mellkhas rtg



Vizsgálatok letöltése CD/DVD-re írható formátumban

Először ki kell választani a szükséges vizsgálatokat a vizsgálati listából a sor elején lévő kockák bepipálásával. A Vizsgálat letöltése gombra kattintva egy külön ablakban láthatjuk az elkészítés folyamatát. Először az esetlegesen archívumban lévő vizsgálatok visszatöltődnek, majd a rendszer elkészíti a kért letölthető formátumot.

~	→ C ©	O A https://radiologiakepek.bhc.hu:8090/#ISTUDYVIEW			☆	⊚ ⊁ ≡
<	Gipsz Jakab		Egyszerű néző	Rad. néző	Link megosztása	CD/DVD letöltés
	2021.08.04. 14:52:22 D	Nincs megnézve	ZIP letöltés	Súgó	Kijelentkezés	
		Vizsgalatok elkesztese megtortent. Kattintson a Vizsgalatok letölte	ise gombra a letoitesn			
		Súgó				

Ha minden kész, akkor a Vizsgálatok letöltése gombra kattintva a vizsgálati állomány letölthető.

A Windows 7 vagy újabb Windows esetén a lemez megírását lásd a Lemez írása a Windows beépített ISO íróval pontban.

A letöltött ISO file-t természetesen más CD író alkalmazással (pl az ingyenes IsoBurn programmal - http://isoburn.org/) is lemezre tudja írni.

A bal felső sarokban lévő < ikonra kattintva tud visszamenni a vizsgálat kiválasztó képernyőre.

Lemez írása a Windows beépített ISO íróval

Töltsük le a file-t egy mappába



(pl. Dokumentumok mappába vagy az Asztalra, vagy bárhova).

- Nyissuk meg az Intézőt/Filekezelőt. Keressük ki a letöltött ISO file-t. Ha az Asztalra mentettük, akkor elegendő az asztalon kikeresni.
- A file nevén jobb egérgombra kattintva megjelenik a helyi menü. Ebben válasszuk ki a Lemezkép írása pontot és kattintsunk rá:

	Csatlakoztatás	🛯 \min Windows Lem	ezképíró	×
2003	Edit with Notepad++ Defraggler	Lemezképfájl:	cd1508338464259.15452.iso	
bliyeta	Ellenőrzés az ESET Smart Security programmal További beállítások	Lemezíró:	×	
ACI	ピ Megosztás Társítás >			
Video	Hozzáférés megadása >	Anapot		
	🐔 TortoiseSVN >	Nem talalhato	CD-iró. Ellenörizze, hogy az iró telepítése s rendelkezik a a lemez írásához szükrágos	
	Korábbi verziók visszaállítása	megfelelő eng	edélyekkel.	24 1
ACDSe (64	Küldés >			
6	Kīvágás Másolás			
Lor	Parancsikon létrehozása Törlés Átnevezés		réce za jués hofoioztévol	
2	Tulajdonságok		zese az iras berejeztever	
cd11508 2592.115	888463 1352160		Í <u>r</u> ás <u>M</u> égse	

 Megjelenik a lemezképíró alkalmazás. A lemezírónál válasszuk ki a CD/DVD író meghajtóját, kattintsuk be a Lemez ellenőrzése az írás befejezésével pontot. Az Írás gombra kattintva megtörténik a lemez elkészítése.

Vizsgálatok letöltése tömörített mappa formátumban (ZIP)

Először ki kell választani a szükséges vizsgálatokat a vizsgálati listából a sor elején lévő kockák bepipálásával.

A Vizsgálat letöltése gombra kattintva egy külön ablakban láthatjuk az elkészítés folyamatát. Először az esetlegesen archívumban lévő vizsgálatok visszatöltődnek, majd a rendszer elkészíti a kért letölthető formátumot.



← → C @ D https://radiologiakepek.bhc.hu:8090/#ISTUDYVIEW				☆	⊚ ⊻ ≡
Gipsz Jakab		Egyszerű néző	Rad. néző	Link megosztása	CD/DVD letöltés
2021.08.04. 14:52:22 DX Nincs megnézve		ZIP letöltés	Súgó	Kijelentkezés	
VIZSGAIACOK EIKESZILESI	e megtortent. Kattintso n a vizsgalatok letoites	e gombra a lecolles m			
A letöl					
	Súgó				

Ha minden kész, akkor a Vizsgálatok letöltése gombra kattintva a vizsgálati állomány letölthető.

A tömörített vizsgálat kicsomagolása: Windows 10 esetén

A bal felső sarokban lévő < ikonra kattintva tud visszamenni a vizsgálat kiválasztó képernyőre.

ZIP kicsomagolása Windows 10 esetén

- Töltsük le a file-t egy mappába (pl. Letöltések vagy Dokumentumok mappába vagy az Asztalra, vagy bárhova).
- Nyissuk meg az Intézőt/Filekezelőt. Keressük ki a letöltött ZIP file-t. Ha az Asztalra mentettük, akkor elegendő az asztalon kikeresni.
- Chrome alatt elegendő a képernyő alján lévő letöltés sávban rákattintani a file nevére.
- Firefox alatt ha megjelenik az ablak, hogy mit tegyen a Firefox a letöltéssel. Ekkor válasszuk ki a Megnyitás lehetőséget.

Ekkor megjelenik egy Filekezelő ablak:



PATIENTPORTAL 2.1 - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

🖁 l 🔁 🔜 = l		Kibontás	cd15730346572	59.35286492.zip			2.		×
Fáji Kezdőlap M	legosztás Nézet	Tömöntett mappák eszk	özei						~ 0
Dokumentumok doc test	Képek assets gdm	GlobalReport PatientPortal	Az összes kibontása)					
	Kibontás								
+ + 🚺 > E	z a gép 🤉 Letöltések 🤉	cd1573034657259.35286	492.zip				~ Ö	Keresēs	с., Р
^	Név	^ 1	ipus	Tömöritett méret	Jelszóvédett	Méret	Tomorites	si Mó	dositās dat
🖈 Gyors elérés	S0000001	F	admappa					201	9.11.05.11
🛄 Asztal 🛛 🖈	autorun.inf	1	elepítési információk	1 KB	Nem	T KI	3 4%	201	9.11.05.11
👆 Letöltések 🖈	DICOMDIR	5	é)	4 KB	Nem	61 KI	8 95%	201	9.11.06.11
🗄 Dokumentun 🖈	epcdstart.vbs	1	BScript szkriptfájl	1 KB	Nem	1.63	3 40%	201	9. 11. 05. 11
📰 Képek 🛷 🚽	epcdview.exe	4	dkalmazás	5 341 KB	Nem	14 487 Ki	8 64%	201	9.11.05.11
🚅 G:\ 💉	epcdview.x64.e	xe /	ukalmazás	6 821 KB	Nem	18 737 Ki	64%	201	9, 11, 06, 11
assets	profile.xml)	0ML fájl	1 KB	Nem	1 Ki	3 8%	201	9.11.05.11
o doc	README	F	祠	1 KB	Nem	1 KI	3 18%	201	9.11.06.11
GlobalReport									
test									
 OneDrive 									
🔜 Ez a gép									
3D objektumok									
Asztal									
Dokumentumok									
Képek									
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<								>
8 elem									

A megjelenő ablakban kattintson az Összes kibontása gombra. Ekkor a Windows megkérdezi, hogy hova szeretné az anyagot menteni. Ezt megteheti pendrive-ra, számítógépre, a Dokumentumok közé, bármely helyre. Ekkor megtörténik az anyag kitömörítése a kért helyre.

A megadott célmappát megnyitva kattintson duplán az EPCDVIEW.EXE file-ra és elindul a radiológiai képnéző.

Vizsgálatok letöltése önkicsomagoló formátumban (EXE)

Először ki kell választani a szükséges vizsgálatokat a vizsgálati listából a sor elején lévő kockák bepipálásával.

A Vizsgálat letöltése gombra kattintva egy külön ablakban láthatjuk az elkészítés folyamatát. Először az esetlegesen archívumban lévő vizsgálatok visszatöltődnek, majd a rendszer elkészíti a kért letölthető formátumot.



← → C			\$	⊚ ⊻ ≡
Cipsz Jakab	Egyszerű néző	Rad. néző	Link megosztása	CD/DVD letöltés
2021.08.04. 14:52:22 DX Nincs megnézve	ZIP letöltés	Súgó	Kijelentkezés	
	se gombra a letöltésh			
Súgó				

Ha minden kész, akkor a Vizsgálatok letöltése gombra kattintva a vizsgálati állomány letölthető. A bal felső sarokban lévő < ikonra kattintva tud visszamenni a vizsgálat kiválasztó képernyőre.

MEGOSZTÁS

← → C 🟠 O A https://radiologiakepek.b	ohahu:8090/#ISTUDYVIEW					☆	⊚ ⊻ ≡
< Gipsz Jakab				Egyszerű néző	Rad. néző	Link megosztása	CD/DVD letöltés
2021.08.04. 14:52:22 DX Nincs megnézve				ZIP letöltés	Súgó	Kijelentkezés	
		1	ink információk		-		
	Leiárati idő:	_8 nap					
	Jelszó (2):						
	Kerem pipaija be, na e-maiti sze	rethe kuldeni en	ot a unkrot:				
			E-mail küldés				
	Szöveg *				_		
					1		
					-		

Ebben a funkcióban Ön ezt a vizsgálatot el tudja küldeni másnak (pl. orvosnak) anélkül, hogy a felhasználónevét és jelszavát ki kellene adnia.



PATIENTPORTAL 2.1 - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A képernyőn meg tudja adni a megosztás használati idejét (minimum I nap, maximum 30). Beállítható a jelszavazás típus, jelszó esetén kis-nagybetű-szám egyaránt lehet a jelszóban, PIN kód esetén csak számjegyek.

Ha bepipálja a **"Kérem pipálja be, ha e-mailt szeretne küldeni erről a linkről?"** kérdést, akkor megjelenik egy egyszerű levelező, ahol megadhatja az e-mail címzettjét, a levél tárgyát és a szöveget. A rendszer a linket automatikusan feltölti, azt NE módosítsa.

FIGYELEM! Az e-mail szövegébe automatikusan nem kerül bele az Ön által megadott jelszó! Ha ezt el kívánja küldeni a címzettnek, akkor azt egy másik módon tegye biztonsági okokból mint ez az e-mail (pl. telefonon, SMS-ben).

A Létrehoz gombra kattintva a link megosztása megtörténik. Ha e-mail küldés történik, akkor a rendszer elküldi a címzettnek a levelet. Egyéb esetben a képernyőn megjelenő linket Önnek kell eljuttatnia a címzettnek.

KIJELENTKEZÉS

Kérjük használja a Kijelentkezés funkciót a szabályos kilépéshez.